

1103877 - Curette Stiefel - 4 mm - stérile - 1 x 10 pcs



Déscription

La curette de Stiefel est un instrument à usage unique qui permet un curetage précis et doux. Avec son manche ergonomique et sa lame extrêmement tranchante, la curette annulaire est particulièrement facile à utiliser. La curette de Stiefel permet d'éliminer très facilement les modifications superficielles de la peau.

Par exemple, la curette à anneaux peut être utilisée dans les indications suivantes:

- Verrues communes, verrues plates
- Kératose séborrhéique
- Naevus épidermiques
- Angiome
- Suppression de la nécrose (par exemple dans l'ulcère cruris)

Spécifications

Marque	Cemex_Trescon
Stérile	Oui
sku	1103877
Lavable/Disposable	Jetable
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Qualité instruments	n/a
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Taille	4 mm
Type d'emballage	Boîte