

## 1559678 - MOTOmed loop light - la (bras & jambes)



### Déscription

Le MOTOmed loop light offre un entraîneur de rééducation avec équipement de base. Il comprend les fonctions élémentaires pour un mouvement sécurisé en cas de paralysie et spasticité. Disponible uniquement comme entraîneur de bras & jambes.

Le MOTOmed loop light peut être utilisé facilement et de manière intuitive.

### Caractéristiques

- Repose-pieds de sécurité plastifiés avec fixation par fermeture velcro
- Poignées soft grip
- Réglage de hauteur du pédalier à 5 niveaux\*
- Passage de l'entraînement des jambes à l'entraînement de bras par tactile
- Ecran tactile en couleur (7"), inclinable, pivotable
- Semelles de sécurité en revêtement plastifié
- Démarrage et arrêt doux
- Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier (propulsion d'assouplissement)
- Réglage du rayon de pédalage à 2 positions (7 cm et 12,5 cm)
- Construction entièrement métallique de haute qualité
- Corps fermé de l'appareil en plastique (PC/ABS), facile à nettoyer et à désinfecter\*
- Mobile avec des grandes roues de transport (13 cm de diamètre)
- Interface sérielle, connexion USB
- Couleur: blanc

## Spécifications

<b>Marque</b>	MOTOmed
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce