

1574627 - Brosse faciale FC 49 - 1 pc



Déscription

Une peau douce et belle aux pores fins grâce à un massage doux et un nettoyage en profondeur. Avec une technologie de vibration qui favorise un teint uniforme et stimule la circulation sanguine. Il est également résistant à l'eau et peut être utilisé sous la douche ou dans le bain et est fabriqué en silicone doux pour la peau.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 7.7 cm, H 3.1 cm, L 8.2 cm
SKU leverancier	58413
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce