

## 1523648 - Set d'otoscope Mini 3000 FO avec poignée et étui - 2,5V - LED - 1 pc



### Déscription

Otoscope avec lumière brillante et écran couleur LED HQ authentique, offrant une vue détaillée et doté d'un boîtier robuste.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>Taxe Bepat</b>	0.06 EUR
<b>Inclus dans le produit</b>	Tête d'otoscope Mini 300 FO - 2,5V - LED; poignée non rechargeable inclusive 2 piles AA; 4 spéculums réutilisables 2,4 - 3 - 4 - 5 mm; 5 spéculums jetables 2,4 mm; 5 spéculums jetables 4 mm; étui rigide
<b>Agrandissement</b>	3 x
<b>Catégorie otoscopes</b>	Set d'otoscope
<b>Illumination</b>	LED
<b>Poignée otoscope</b>	Poignée non rechargeable
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille set d'otoscope</b>	Taille de poche
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Voltage</b>	2,5 V