

1523648 - Set d'otoscope Mini 3000 FO avec poignée et étui - 2,5V - LED - 1 pc



Déscription

Otoscope avec lumière brillante et écran couleur LED HQ authentique, offrant une vue détaillée et doté d'un boîtier robuste.

Spécifications

Marque	Heine
Taxe Bepat	0.06 EUR
Inclus dans le produit	Tête d'otoscope Mini 300 FO - 2,5V - LED; poignée non rechargeable inclusive 2 piles AA; 4 spéculums réutilisables 2,4 - 3 - 4 - 5 mm; 5 spéculums jetables 2,4 mm; 5 spéculums jetables 4 mm; étui rigide
sku	1523648
Agrandissement	3 x
Catégorie otoscopes	Set d'otoscope
Illumination	LED
Poignée otoscope	Poignée non rechargeable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille set d'otoscope	Taille de poche
Type d'emballage	Pièce
Voltage	2,5 V