

1517212 - Venturi-Style Masque Adult trach. - 15 cm flextube + 6 diluter jets - 1 x 50 pcs



Déscription

Les masques à oxygène jetables AirLife® sont fabriqués en résine vinylique souple et de haute qualité. Les bords lisses et biseautés sont conçus pour le confort du patient et la réduction des points d'irritation. Les masques sont conçus pour une compatibilité anatomique. 50 masques par boîte.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Airlife |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Boîte |
| Type beademing | Ventilation non invasive |