

## 1300393 - Pince anatomique avec pointe étroite - 14,5 cm - 1 pc



### Déscription

Les pinces anatomiques de NOPA sont utilisées pour tenir les fils, les pansements, les gazes et les tissus. Les pinces à épiler anatomiques sont des pinces à épiler jetables, fines et précises, fabriquées en acier inoxydable de haute qualité.

Les avantages hygiéniques des pinces anatomiques NOPA sont la haute qualité, la manipulation et la sensation des instruments réutilisables.

Ces pinces ont une longueur de 14,5 cm.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Nopa
<b>Dimensions du produit</b>	L 14.5 cm
<b>Dents</b>	Non
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>sku</b>	1300393
<b>Point des instruments</b>	Pointe fine
<b>Qualité instruments</b>	Chirurgical
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type pince</b>	Pince anatomique