

1575032 - Chaise de douche Swift Mobil 2 - réglable en hauteur - avec dossier XL - 1 pc



Déscription

Le siège est doté d'une ouverture à l'arrière, permettant à l'aidant d'y accéder facilement lorsqu'il s'occupe personnellement de l'utilisateur. De plus, la surface "Etac Easy Clean" du siège est unique et offre un équilibre parfait entre friction et hygiène.

Une assistance confortable

Des coussins d'assise extra doux sont disponibles pour les utilisateurs sensibles, offrant à la fois soutien et confort. Le dossier souple et à séchage rapide et les repose-pieds incurvés du Swift Mobil-2 améliorent le confort de l'utilisateur.

Grande capacité d'adaptation

Le Swift Mobil-2 a un poids maximum généreux de 160 kg en standard et est réglable en hauteur entre 45 et 60 cm. Les accoudoirs sont réglables en hauteur et en largeur, sur 6 cm dans chaque sens. Les repose-pieds escamotables sont réglables en hauteur et sont également disponibles dans une version plus courte, par exemple pour une utilisation avec des coussins d'assise plus épais.

Spécifications

Marque	Etac
SKU leverancier	E80229467
Roues	Oui
Hauteur réglable	Oui
Composition	Châssis : tube d'acier revêtu ; Siège/accoudoirs : polypropylène ; Dossier : polyester/ Velcro ; Plaques de base : polypropylène ; Roues, roulement à billes : polyamide/TPE
Accoudoirs	Oui
Dossier	Oui
Catégorie toilette ou douche	Accessoire de douche fauteuil roulant
Nombre de freins	4 freins
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce