

1100995 - Sterican® - aiguilles dentaires - 25G x 1 1/2" - orange - 1 x 100 pcs



Déscription

Les aiguilles Sterican® dentaire avec un connecteur Luer Lock sont utilisées pour l'anesthésie dentaire. Ces aiguilles garantissent une douleur minimale pendant la piqûre. Les aiguilles sont à paroi fine et fabriquées en acier inoxydable au chrome-nickel.

Spécifications

Marque	Braun
Composition	Aiguille: acier inoxydable chrome nickel, connexion Luer-Lock: polypropylène
Stérile	Oui
Longueur de l'aiguille	40 mm
Diamètre aiguille	0.5 mm
Mécanisme de sécurité	Non
sku	1100995
Couleur	Orange
Dimensions	25G x 1/2"
Dimensions en mm	0,50 x 40 mm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte