

1603466 - Raucoset set de sondage (n°2) - 65 pcs



Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Contenu des sets stériles	1 blister dur: 1 cupule en alu 90 ml ; 1 pcs, 5 compresses 5 x 5 cm 8-plis en cupule alu; 1 pc, 1 champs 50 x 72,5 cm avec split; 1 pc, 2 gants sans latex; 1 pc, 1 champs 50 x 72,5 cm
Blister	1 pièce
Type d'emballage	Boîte