

## 1010720 - 3M™ Durapore™ - 1,25 cm x 9,14 m - 1 x 24 pcs



### Déscription

Les sparadraps 3M™ Durapore™ sont des sparadraps tissés présentant une adhésivité forte et durable. Les sparadraps indiqués en cas de fixation de pansements même volumineux, de dispositifs médicaux (tels que les tubulures ou encore les sondes de trachéotomie) ainsi que pour les confections d'attelles de doigts.

### Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>Composition</b>	Matière soyeuse
<b>sku</b>	1010720
<b>Stérile</b>	Non
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Taille</b>	1,25 cm x 9,14 m
<b>Type d'emballage</b>	Boîte