

1010720 - 3M™ Durapore™ - 1,25 cm x 9,14 m - 1 x 24 pcs



Déscription

Les sparadraps 3M™ Durapore™ sont des sparadraps tissés présentant une adhésivité forte et durable. Les sparadraps indiqués en cas de fixation de pansements même volumineux, de dispositifs médicaux (tels que les tubulures ou encore les sondes de trachéotomie) ainsi que pour les confections d'attelles de doigts.

Spécifications

Marque	3M™
Stérile	Non
Composition	Matière soyeuse
Compresse	Non
Sans latex	Oui
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte