

## 1574398 - Chariot avec 1 tiroir - 1 pc



### Déscription

Un chariot à instruments avec tiroirs et ouverture pratique pour le rangement de votre petit matériel. Le chariot a un châssis blanc et une capacité de charge de 50 kg.

### Spécifications

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Marque</b>                | Wesseling        |
| <b>Dimensions du produit</b> | L 64 cm, H 82 cm |
| <b>Profondeur du produit</b> | 47 cm            |
| <b>Nombre de tiroirs</b>     | 1 tiroir         |
| <b>Type d'emballage</b>      | Pièce            |