

## 1501680 - Lampe d'examen GS600 - sur statif - bras flexible 65 cm - 1 pc



### Déscription

Reproduction réelle des couleurs des tissus grâce à une lumière blanche homogène et brillante. Sans ou avec un dégagement de chaleur extrêmement faible, selon le type. Avec cette lampe d'examen GS LED (Green Series), vous faites également un choix respectueux de l'environnement : plus de remplacement de lampes halogènes, une durée de vie extrêmement longue et une consommation d'énergie réduite. Idéal pour les soins primaires, les urgences, les consultations externes, la dermatologie et la gynécologie.

## Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Contrôle de la mise au point</b>	Non
<b>Nombre de LEDs</b>	3
<b>Intensité lumineuse</b>	15000 lux
<b>Commande Touchless</b>	Oui
<b>Longueur du bras</b>	79 cm
<b>sku</b>	1501680
<b>Catégorie de lampe de recherche</b>	Lampe d'examination
<b>Lampe d'examination modèle</b>	Modèle de trépied
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce