

1010655 - Gelostretch® - 10 cm x 5 m - 10 pcs



Déscription

Gelostretch® est un pansement imprégné de gel de zinc prêt à l'emploi avec une très haute pression de travail et une très faible pression de repos facile à appliquer.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | BSN |
| Composition | Colle de zinc |
| Stérile | Non |
| Auto-adhésif | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Taille | 10 cm x 5 m |
| Type d'emballage | Boîte |