

1575188 - Mobilyzer Excellent - y compris le volant incurvé



Déscription

Le modèle Mobilyzer Excellent répond aux besoins du patient en réadaptation. Le Mobilyzer Excellent se trouve principalement dans les services d'oncologie, de neurologie, de rhumatologie, de néphrologie et de maladies pulmonaires. En combinant le Mobilyzer avec divers accessoires, vous pouvez répondre aux besoins de différents patients.

Le Mobilyzer se caractérise par son cadre et son pied inhabituels. Grâce au pied à cinq roues, le patient bénéficie d'une stabilité maximale. Le guidon est facilement réglable en hauteur, de sorte que les enfants peuvent également utiliser le Mobilyzer.

Spécifications

Marque	TechniCare
Normes	EN 1985 EN 12182
sku	1575188
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce