

## 1575188 - Mobylyzer Excellent - y compris le volant incurvé



### Déscription

Le modèle Mobylyzer Excellent répond aux besoins du patient en réadaptation. Le Mobylyzer Excellent se trouve principalement dans les services d'oncologie, de neurologie, de rhumatologie, de néphrologie et de maladies pulmonaires. En combinant le Mobylyzer avec divers accessoires, vous pouvez répondre aux besoins de différents patients.

Le Mobylyzer se caractérise par son cadre et son pied inhabituels. Grâce au pied à cinq roues, le patient bénéficie d'une stabilité maximale. Le guidon est facilement réglable en hauteur, de sorte que les enfants peuvent également utiliser le Mobylyzer.

### Spécifications

<b>Marque</b>	TechniCare
<b>Normes</b>	EN 1985 EN 12182
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce