

## 1350741 - Table d'examen Praxis 3 Comfort Elite - hauteur variable électrique - Copper - 1 pc



### Déscription

Grâce à son système spécial de tiroirs intégrés, la Praxis 3 Comfort Elite est unique en son genre. Les deux tiroirs sont en acier et possèdent un robuste dispositif de glissement. Ce dispositif se compose de rails bidirectionnels de haute qualité, fabriqués en Allemagne, et garantissent un fonctionnement irréprochable des tiroirs durant de longues années. Lors de l'achat, vous devez choisir de quel côté les tiroirs peuvent être ouverts. Pour clarifier cela, vous pouvez utiliser l'image qui a été ajoutée.

Les nouveaux tiroirs plus grands ont une taille de 57x47x15cm, ce qui signifie que, par exemple, un jeu de repose-jambes peut y être rangé.

La répartition équilibrée des surfaces garantit au patient d'être confortablement assis ou couché durant le traitement. Même en position assise, les pieds ne dépassent pas de la table et restent bien soutenus.

Attention: la couleur de la table telle qu'elle apparaît sur l'image n'est pas contractuelle et peut varier de la réalité.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Wesseling
<b>Dimensions du produit</b>	L 64 cm, L 198 cm
<b>Roues incluses</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Oui
<b>Hauteur</b>	60-130 cm
<b>Capacité de levage</b>	175 kg
<b>Temps de réglage de la hauteur</b>	40 s
<b>sku</b>	1350741
<b>Contrôle de hauteur standard</b>	Electrique commande au pied
<b>Couleur</b>	Copper
<b>Nombre de parties</b>	3-parties
<b>Réglage de la hauteur</b>	Electrique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce