

1533485 - Texa® set à pansement 9 - stérile - 1 x 44 pcs



Déscription

Le set de pansements 9 est emballé individuellement stérile et contient:

- 1 x abaisse-langue (lxlh) 140 x 14 x 1,6 mm en bois
- 2 x pincettes bleues 12,5 cm en polyéthylène BG70, 30% fibre de verre
- 1 x champ stérile 2-plis, 38 x 46 cm en tissu polyéthylène 40g/m² (polyéthylène 17g/m² + papier de soie 23g/m²)
- 3 x compresses de gaze 5 x 5 cm en 100% coton absorbant

Spécifications

Marque	Texa
Contenu des sets stériles	Compresses de gaze 5 x 5 cm: 3pcs, pince: 1pc, abaisse-langue: 1pc, champs stéril 38 x 46 cm: 1pc
Normes	ISO 13485: 2016
Blister	3 pièces
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte