

1510458 - Seca 264 stadiomètre digitale - 30 jusqu'à 220 cm - 1 pc



Déscription

En faire plus en effectuant le moins de manipulations possibles: ceci s'applique également, de plus en plus, au domaine de la médecine.

Le stadiomètre seca 264 vous facilite le travail : en effet, la butée de talon, ainsi que la ligne de Francfort intégrée à l'appuie-tête du curseur, permettent de garantir un positionnement exact du patient et de ce fait des résultats de mesure extrêmement précis. La taille peut être lue directement sur l'affichage rétro-éclairé blanc intégré à l'appuie-tête du curseur. Les données sont envoyées sans fil vers une imprimante seca 360° wireless, un ordinateur ou un pèse-personne sans fil.

Spécifications

Marque	Seca
Télescopique	Non
Démontable	Non
Connectable aux balances	Non
sku	1510458
Graduation toise	1 mm
Modèle toise	Toise modèle mural
Plage de mesure	30 - 220 cm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce