

## 1549230 - Set d'otoscope Beta 200 F.O. avec NT4 poignée et étui - 3,5V - LED - 1 pc



### Déscription

L'otoscope Beta 200 fournit les images les plus nettes, une reproduction parfaite des couleurs et une clarté en XHL, composé d'un boîtier entièrement métallique et de lentilles résistantes aux rayures qui garantissent une utilisation à vie sans entretien. Avec un grossissement jusqu'à 3 fois, la fenêtre de visualisation en verre multicouche fournit des images haute résolution et sans distorsion.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>Taxe Bepat</b>	0.06 EUR
<b>Inclus dans le produit</b>	Tête d'otoscope Beta 200 FO - 3,5V - LED; poignée NT4 avec batterie rechargeable - 3,5V; chargeur de table NT4; 4 spéculums réutilisables 2,4 - 3 - 4 - 5 mm; 5 spéculums jetables 2,4 mm; 5 spéculums jetables 4 mm; étui rigide
<b>sku</b>	1549230
<b>Agrandissement</b>	3 x
<b>Catégorie otoscopes</b>	Set d'otoscope
<b>Illumination</b>	LED
<b>Poignée otoscope</b>	Poignée rechargeable
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille set d'otoscope</b>	Taille standard
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Voltage</b>	3,5 V