

**1573671 - Sacs à urine 2 L - stérils - 2 L - valve antireflux -
fermeture - tubulure 90 cm - 1 x 10 pcs**



Déscription

Sacs à urine avec un contenu de 2 litres, une valve antireflux, une fermeture et une tubulure de 90 cm. Avec un connecteur universel pour connecter les cathéters.

Spécifications

Marque	Romed
Stérile	Oui
Possibilité de vidange	Oui
Composition	Sac : film = PVC, soudure = haute fréquence, capacité = 1500 cc à 2000 cc, adoucisseur = huile de soja ; clapet anti-retour : PVC ; tube : PVC longueur = 90 cm, diamètre = 0,5 cm ; raccord : PVC ; robinet : LDPE (polyéthylène basse densité)
Normes	EN ISO 8669-2:1996
Contenu	2 l
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Sac