

1601063 - Singleton wireless system



Déscription

Spécialement conçu pour être utilisé avec nos derniers moniteurs fœtaux Sonicaid TEAM3, notre système de transducteurs sans fil offre le choix de surveiller la mère ou le bébé. Les transducteurs à ultrasons sans fil surveillent le rythme cardiaque du fœtus et l'activité utérine.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Marque | Huntleigh |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe IIb |
| Type d'emballage | Pièce |