

## 1576012 - OP-G7+N Fauteuil d'examen gynécologique avec repose-jambes



### Déscription

Le fauteuil d'examen OP-G7+ est conçu pour répondre à tous les besoins du spécialiste. Cette polyvalence est due à sa grande capacité de mouvement grâce à ses quatre moteurs indépendants et à son système modulaire d'accessoires, permettant au professionnel de santé de les combiner en fonction des besoins spécifiques du cabinet.

Fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité, en tenant compte des besoins ergonomiques et en utilisant un système de rembourrage confortable et hygiénique. Ainsi, OPTOMIC garantit la meilleure expérience pour le médecin et le patient.

### Caractéristiques

- Hauteur minimale de 48 cm : conçue pour faciliter au maximum l'accès des patients.
- Mouvement de soutien des jambes pour les soins aux patients
- Capacité de levage jusqu'à 310 kg
- Appui-jambes motorisé et pliable
- Facilite le mouvement pelvien
- Hauteur réglable
- Commande par interrupteur à main ou à pied
- Accoudoirs en option
- Disponible en plusieurs couleurs

## Spécifications

<b>Marque</b>	Optomic
<b>Dimensions du produit</b>	L 66 cm, L 175 cm
<b>Hauteur</b>	104 cm
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Oui
<b>Capacité de levage</b>	310 kg
<b>sku</b>	1576012
<b>Contrôle de hauteur standard</b>	Commande phériférique
<b>Réglage de la hauteur</b>	Electrique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce