

**1352347 - Table d'examen BasiX 3 Elite - hauteur variable
electrique - roues - élévateur de roues - revêtement Fresh - Crystal
- 1 pc**



Déscription

La BasiX 3 est une table très polyvalente. En équipant la table d'une narine et d'un commutateur circconférentiel, la table est parfaitement adaptée à la physiothérapie. Si l'on choisit le Flex, la table est équipée de deux ressorts à gaz sous la section centrale, ce qui permet d'obtenir la position dite pliée. En outre, la position la plus haute de 115 cm permet à chacun de créer une surface de travail ergonomique.

Attention : la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

Spécifications

Marque	Wesseling
Dimensions du produit	L 64 cm, L 200 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Hauteur	45-115 cm
Capacité de levage	225 kg
Temps de réglage de la hauteur	40 s
sku	1352347
Contrôle de hauteur standard	Electrique commande au pied
Couleur	Crystal
Nombre de parties	3-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce