

## 1543945 - Coussin décharge talon - 20 cm x L 80 cm - 1 pc



### Déscription

Le coussin Multi-Fonction dispose des microbilles de polystyrène à effet ergonomique qui permettent à ce coussin en forme de cylindre d'offrir une large variété d'usages possibles. Sous le pli des genoux, il sert de soutien assez ferme pour éviter une éventuelle incurvation contraire de l'articulation et un endolorissement de la zone. Positionné en dessous des chevilles, il est parfait pour décharger la pression au niveau des talons.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>Dimensions du produit</b>	L 85 cm
<b>SKU leverancier</b>	RCM19000
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Composition</b>	PU
<b>sku</b>	1543945
<b>Couleur housse</b>	Bleu
<b>Lavable</b>	n/a
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Renol
<b>Matériel</b>	PU
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce