

## 1603849 - BD™ Vacutainer™ Eclipse™ - aiguille intraveineuse - 21G x 1,25" - vert - 48 pcs



### Déscription

BD Vacutainer® Eclipse™ est une aiguille de sécurité pour les prélèvements sanguins, elle constitue un moyen simple et efficace de prélever du sang et réduit le risque de blessures par piqûre d'aiguille. L'aiguille est dotée d'un mécanisme de sécurité qui peut être activé d'une seule main pour recouvrir immédiatement l'aiguille lorsqu'elle est retirée de la veine et qui confirme l'activation par un clic audible.

## Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>sku</b>	1603849
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Vert
<b>Dimensions</b>	21G x 1,25"
<b>Dimensions en mm</b>	0,8 x 32 mm
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide d'éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte