

1561392 - Autoclave B Futura 22 - 22 litres



Déscription

Contrairement aux stérilisateurs traditionnels, le Futura ne nécessite pas de raccordement externe pour traiter l'eau du robinet. Grâce au filtre de déminéralisation situé sur le réservoir principal, l'utilisateur peut le remplir avec de l'eau ordinaire du robinet, ce qui permet d'optimiser considérablement l'espace, de rationaliser les processus et de réaliser d'importantes économies. Le système de filtration du Futura garantit une facilité d'utilisation sans précédent.

Le système intégré permet d'augmenter l'efficacité des opérations, en éliminant la nécessité de gérer l'eau déminéralisée. Le stérilisateur B Futura est un outil de travail intelligent et indispensable qui garantit d'excellentes performances, notamment grâce à son écran tactile LCD couleur et à son interface conviviale. Le stérilisateur B Futura est disponible en trois tailles (17 - 22 - 28 L).

Spécifications

Marque	Mocom
Poids du produit	52 kg
Nombre de plateaux	5
Dimension extérieure (L X H x P)	480 x 500 x 600 mm
Dimensions intérieures	250 x 450 mm
Possibilité de connecter une imprimante	Oui
Autonomie	6 à 10 cycles
Type d'emballage	Pièce
Volume	22 L