

## 1561392 - Autoclave B Futura 22 - 22 litres



### Déscription

Contrairement aux stérilisateurs traditionnels, le Futura ne nécessite pas de raccordement externe pour traiter l'eau du robinet. Grâce au filtre de déminéralisation situé sur le réservoir principal, l'utilisateur peut le remplir avec de l'eau ordinaire du robinet, ce qui permet d'optimiser considérablement l'espace, de rationaliser les processus et de réaliser d'importantes économies. Le système de filtration du Futura garantit une facilité d'utilisation sans précédent.

Le système intégré permet d'augmenter l'efficacité des opérations, en éliminant la nécessité de gérer l'eau déminéralisée. Le stérilisateur B Futura est un outil de travail intelligent et indispensable qui garantit d'excellentes performances, notamment grâce à son écran tactile LCD couleur et à son interface conviviale. Le stérilisateur B Futura est disponible en trois tailles (17 - 22 - 28 L).

## Spécifications

<b>Marque</b>	Mocom
<b>Poids du produit</b>	52 kg
<b>Nombre de plateaux</b>	5
<b>Dimension extérieure (L X H x P)</b>	480 x 500 x 600 mm
<b>Dimensions intérieures</b>	250 x 450 mm
<b>Possibilité de connecter une imprimante</b>	Oui
<b>Autonomie</b>	6 à 10 cycles
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Volume</b>	22 L