

## 1551590 - Medlance Plus SuperLite - 30 G x 1,2 mm - vert - 10 x 200 pcs



### Déscription

Medlance® Plus Super Lite est un dispositif idéal pour la surveillance du glucose, conçu pour les enfants et les personnes à la peau fine et fragile. L'extrémité de l'aiguille 30G spécialement conçue assure un grand confort au patient sans compromettre la facilité d'utilisation.

### Spécifications

<b>Marque</b>	HTL
<b>Avec autopiqueur</b>	Non
<b>Longueur de l'aiguille</b>	1.2 mm
<b>Catégorie de glucomètre</b>	Systèmes et lancettes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Taille</b>	30 G x 1,2 mm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type de lancette</b>	Lancette de sécurité