

1533134 - Couverture de soins - en 1 pièce - sans manches - éponge - 1 pc



Déscription

La couverture d'allaitement est adaptée à un lit simple standard. Elle possède un rabat d'insertion en haut et en bas qui fait le tour du matelas afin que le patient ne puisse pas sortir du lit.

La couverture d'allaitement a une propriété ignifuge permanente et le tissu est solide et résistant à la déchirure.

Le patient est allongé directement sur le lit, sous la couverture d'allaitement. A partir des hanches, la couverture d'allaitement se transforme en pyjama. La fermeture à glissière s'étend du menton au pied du lit afin que le patient ne puisse pas sortir de la couverture d'allaitement. Une ouverture zippée optionnelle de 10 cm peut être prévue sur le côté pour un éventuel accès aux tubes. La couverture peut être lavée en machine à laver à 60° maximum.

Spécifications

Marque	Fico
Dimensions du produit	L 90 cm, L 200 cm
Normes	BS EN 1021-1-2; 410 N
Composition	34,5 % coton, 31 % polyester, 22,5 % modacrylique, 12 % viscose 280g/m ²
Type d'emballage	Pièce