


1553465 - Réglage de la flexion des genoux avec une manivelle pour MOTomed Letto



Déscription

Accessoires MOTomed Letto

Caractéristiques

- Pour régler le degré de la flexion des genoux
- Permet un positionnement idéal et confortable sans devoir transférer le patient
- Ajustement rapide et pratique - même si les pieds du patient sont déjà installés dans les semelles ou si l'entraînement a déjà démarré

Spécifications

Marque	MOTomed
sku	1553465
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce