

## 1500266 - Bandage triangulaire non-stérile - 96 x 96 x 136 cm - 1 pc



### Déscription

Ce bandage triangulaire de **L&R** est indispensable pour les professionnels de la santé et pour l'usage domestique. Offrant un soutien confortable au bras et à l'épaule, ce bandage triangulaire facile à utiliser est fabriqué en 100 % coton.

### Spécifications

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Lohmann Rauscher           |
| <b>Composition</b>               | 100% coton                 |
| <b>Stérile</b>                   | Non                        |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| <b>Taille</b>                    | 96 x 136 cm                |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                      |