

1500266 - Bandage triangulaire non-stérile - 96 x 96 x 136 cm - 1 pc



Déscription

Ce bandage triangulaire de **L&R** est indispensable pour les professionnels de la santé et pour l'usage domestique. Offrant un soutien confortable au bras et à l'épaule, ce bandage triangulaire facile à utiliser est fabriqué en 100 % coton.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Marque | Lohmann Rauscher |
| Composition | 100% coton |
| sku | 1500266 |
| Stérile | Non |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| Taille | 96 x 136 cm |
| Type d'emballage | Pièce |