

## 1546217 - Assise de douche rabattable - blanc - 1 pc



### Déscription

Assise de douche rabattable en matière synthétique blanc pouvant supporter jusqu'à 150 kg, kit de jambes auxiliaires LI 2214.201 recommandé avec un poids d'utilisateur > 100 kg, kit de fixation non inclus.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2201.2006-02
<b>Composition</b>	Matière synthétique
<b>Accoudoirs</b>	Non
<b>Dossier</b>	Non
<b>Pliable</b>	Oui
<b>Profondeur du siège</b>	40.5 cm
<b>Largeur du siège</b>	45 cm
<b>sku</b>	1546217
<b>Catégorie assise de douche</b>	Assises de douche
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Poids max. de l'utilisateur</b>	150 kg
<b>Type d'emballage</b>	Pièce