

1540943 - Valiant 2 cpet - tapis roulant ergomètre



Déscription

Tapis roulant de conception moderne, spécialement conçu pour les tests d'exercice cardio-pulmonaire. Ce tapis roulant est équipé en standard d'un module de communication et peut donc être facilement contrôlé par tous les appareils d'ECG d'effort et pulmonaires connus dans le monde. La faible hauteur des marches rend le tapis roulant extrêmement adapté à tous les sujets de tests de cardiologie et de fonction pulmonaire. L'arrêt d'urgence avec cordon magnétique sur la main courante avant standard offre une sécurité supplémentaire à l'utilisateur. Le Valiant 2 cpet offre une accélération en douceur à partir de 0 km/h et est réglable en continu dans une plage de 0,5 à 20 km/h. L'élévation standard est de 0 à 25 % et la surface de marche est de 50 x 150 cm. Le Valiant cpet est livré sans écran en standard.

Spécifications

Marque	Lode
sku	1540943
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce