

## 1010825 - Tasse à café 510 - bleu - 375 ml - 1 pc



### Déscription

La tasse à café 510 avec 1 poignée a l'aspect de la céramique ou de la porcelaine et tient confortablement dans la main. Combinable avec différents becs.

### Spécifications

<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>Couverture</b>	Non
<b>Anse</b>	Oui
<b>Coupe isolante</b>	Non
<b>Indication d'échelle</b>	Non
<b>sku</b>	1010825
<b>Contenu</b>	375 ml
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Type d'emballage</b>	Pièce