

## 1573834 - Tige pour embout d'une serrure mécanique - 50 pcs



### Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFK50300
<b>Options nécessaires</b>	Ne s'applique pas
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Catégorie de fixation</b>	Accessoires pour ceintures
<b>Fermeture</b>	Serrures
<b>Largeur ceinture</b>	Ne s'applique pas
<b>Largeur sangles</b>	Ne s'applique pas
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Taille de fixation</b>	Ne s'applique pas
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de fixation</b>	Ne s'applique pas
<b>Usage de la fixation</b>	Ne s'applique pas