

1533005 - Oreiller avec rembourrage amovible - L 60 x L 60 cm - 1 pc



Déscription

Oreiller anti-allergique et ignifuge, rempli d'un rembourrage amovible avec rembourrage en balle molle. Peut être lavé jusqu'à 85 °C.

Spécifications

Marque	Fico
Dimensions du produit	L 60 cm, L 60 cm
Composition	100% coton
sku	1533005
Couleur housse	Blanc
Lavable	85°
Marque du matériel de positionnement	Relax
Type d'emballage	Pièce