

## 1533665 - Cryo Professional 170 ml + 60 embouts (2 mm) - 1 pc



### Déscription

Cryo Professional est un produit de cryochirurgie indiqué pour le traitement de divers types de lésions cutanées bénignes. Le produit contient du diméthyléther propane/isobutane.

Avec Cryo Professional, différents types de lésions cutanées bénignes peuvent être traitées, à savoir les verrues sur les mains et les pieds, les verrues génitales, les marques cutanées, les verrues aqueuses, les taches de vieillesse et l'hyperpigmentation. La fréquence et la durée du traitement varient selon le type de lésion cutanée et vont de 15 à 40 secondes. Voir les instructions d'utilisation pour les temps de traitement spécifiques.

Pendant ou immédiatement après le traitement, on peut ressentir une légère douleur ou une sensation de picotement qui disparaît progressivement. Des cloques peuvent également apparaître après quelques jours et ne doivent pas être percées mais recouvertes d'un pansement. Si nécessaire, le traitement peut être répété après 2 semaines.

### Spécifications

<b>Marque</b>	utermohlen
<b>sku</b>	1533665
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce