

1543488 - HK 55 coussin chauffant multifonctionnel - 100 W - 1 pc



Déscription

Le coussin chauffant peut être utilisé pour l'abdomen, le dos et les articulations grâce à une simple fixation. Il peut également être utilisé enroulé comme coussin chauffant pour le cou. Le coussin dispose de 3 réglages de température et chauffe rapidement, dispose d'un système de sécurité Beurer (BSS) et s'éteint automatiquement après 90 minutes. Le coussin en velours en coton doux et respirant est lavable en machine jusqu'à 30°.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 30 cm, L 59 cm
SKU leverancier	21413
Puissance	100 W
Code CNK	CNK 2844-132
Lavable en machine	Oui
Respirant	Oui
Chauffage rapide	Oui
Housse incluse	Non
Housse lavable en machine	Non
Système de sécurité	Oui
Niveaux de température	3
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543488
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce