

## 1609084 - Huntleigh Dopplex D900 doppler audio vasculaire - sans probe



### Déscription

Le Dopplex D900 de Huntleigh est un doppler d'entrée de gamme idéal. Il s'agit d'un doppler audio, non directionnel et sans écran. Le D900 peut être utilisé comme doppler fœtal ou comme doppler vasculaire en fonction de la sonde qui lui est attachée. Les signaux audio (débit sanguin ou fréquence cardiaque fœtale) sont clairement audibles via le haut-parleur intégré ou les écouteurs. Le doppler est doté d'une fonction de suppression active du bruit. Le doppler Huntleigh D900 MKIII est livré sans sonde.

#### Caractéristiques techniques :

- Doppler combiné : doppler fœtal ou doppler vasculaire
- Fiable Arrêt automatique
- Meilleure gestion de la batterie
- Connexion pour casque mono
- Sondes interchangeables très sensibles (les sondes sans doppler sont disponibles séparément)

## Spécifications

<b>Marque</b>	Huntleigh
<b>sku</b>	1609084
<b>Résistant à l'eau</b>	Oui
<b>Affichage du signal</b>	Audio
<b>Fréquence de la sonde</b>	2MHz
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce