

1544947 - Wasty - 70 L - ouverture par pédale - 4 roues dont 2 avec frein - 1 pc



Déscription

Collecteur de déchets WASTY en acier inoxydable, ouverture du sac par une pédale. Porte-sac à fermeture automatique en polypropylène, couleur vert bambou, facile à enlever pour la désinfection. Fond en plastique vert bambou. 4 roues pivotantes ? 80 mm, dont 2 avec frein.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | France Hopital |
| Dimensions du produit | L 58.5 cm, H 85 cm |
| Roues | Oui |
| Pédale | Oui |
| Profondeur du produit | 48.5 cm |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |