

## 1575138 - Tork Pilier de désinfection - noir - rvs - 147,60 x 50 x 36,5 mm - 1 pc



### Déscription

Le support pour désinfectant Tork fait de l'hygiène des mains une priorité et est accessible aux employés et aux clients lorsqu'il n'y a pas d'eau à proximité. Adapté à nombreux environnements et espaces publics différents, le support peut être déplacé facilement pour offrir un accès à l'hygiène des mains là où vous en avez le plus besoin. Les distributeurs sont disponibles séparément.

- S'utilise avec une grande variété de distributeurs de soins de la peau et de produits hydroalcooliques Tork pour s'adapter à tout type d'environnement
- Design robuste et compatible avec les distributeurs manuels ou à capteur Intuition™
- L'assemblage aisé réduit le temps et les efforts pour la mise en place

## Spécifications

<b>Marque</b>	Tork
<b>Dimensions du produit</b>	L 50 cm, H 147.6 cm, L 36.5 cm
<b>SKU leverancier</b>	511060
<b>Composition</b>	Stainless steel
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Système</b>	S1 - Système de savon liquide
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de dispenser</b>	Distributeur de savon, mousse et gel alcoolisé