

1510519 - Tensiomètre digital ProBP 3400 - sur statif à roulettes - 2 tuyaux manchette Flexiport taille 11 et 12 - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre numérique PROBP 3400 tient dans la main de manière compacte et est aussi précis que les principaux moniteurs de signes vitaux de Welch Allyn. De plus, la conception légère est facile à transporter pour diverses mesures. Le tensiomètre peut être utilisé à la main, sur un trépied roulant, sur un support de bureau ou fixé au mur. Comprend un brassard adulte et un brassard plus grand. Grâce à la technologie SureBP NIBP, le tensiomètre effectue des lectures précises de la pression artérielle en 15 secondes, ce qui améliore le confort du patient et du soignant. ProBP effectue des mesures pendant le gonflage.

Il minimise les codes d'erreur même lorsqu'il y a beaucoup de mouvement ou si le patient a un pouls faible et mesure pendant le gonflage. La technologie filaire USB permet l'intégration de certains systèmes EPD/EMR. Le PROBP 3400 est compatible avec les tailles de brassard Welch Allyn (de la taille 8 à la taille 13) allant de l'adulte à l'enfant. Équipé d'une batterie au lithium qui fournit jusqu'à 100 lectures par charge, répond aux normes standard AAMI (validation BHS, A/A) démontrant des lectures précises.

Le tensiomètre PROBP 3400 - modèle sur statif à roulettes est livré avec 2 tuyaux et un brassard Flexiport de taille 11 et 12.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Taxe Bemat	0.06 EUR
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres numériques