

## 1543460 - Thermomètre auriculaire infrarouge - FT 58 - 1 pc



### Déscription

Le thermomètre auriculaire de **Beurer** est idéal pour des mesures hygiéniques et sûres. Il peut également être utilisé pour mesurer la température d'un objet, en affichant la température en C° et °F et en même temps en affichant toujours la température ambiante. Lorsque le thermomètre a fini de mesurer, cela est indiqué par un signal d'avertissement.

### Avantages

- Avec capuchon de protection remplaçable (10 pièces incluses)
- Indicateur de batterie faible
- Avec boîte de rangement

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Digital</b>	Oui
<b>Infrarouge</b>	Oui
<b>Alarme fièvre</b>	Oui
<b>Non contact</b>	Oui
<b>Embout souple</b>	Non
<b>Taxe Bepat</b>	0.06 EUR
<b>Indicateur de piles faibles</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de thermomètre</b>	Thermomètre auriculaire
<b>Vitesse de mesure</b>	Quasi instantanée