

1575186 - Mobilyzer Standard - perche à perfusion avec 3 crochets



Déscription

Le Mobilyzer accroît l'indépendance du patient. Le Mobilyzer offre au patient un soutien pendant qu'il se tient debout et qu'il marche, ce qui lui permet de se réadapter plus rapidement. Le Mobilyzer se caractérise par son cadre et son pied spéciaux. Grâce au pied à cinq roues, le patient bénéficie d'une stabilité maximale. Le guidon est facilement réglable en hauteur, de sorte que les enfants peuvent également utiliser le Mobilyzer. Le Mobilyzer Standard mesure 50 cm de large, 50 cm de long et a une hauteur qui peut varier entre 175 et 200 cm.

Spécifications

Marque	TechniCare
Normes	EN 1985 EN 12182
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce