

## 1559489 - Schiller medilog®AR - cable 7 brins - logiciel AF-SA



### Déscription

Détection très rapide de la fibrillation auriculaire/du flutter auriculaire grâce à une véritable analyse de l'onde P, manipulation simple, rapide et hygiénique, concept flexible à double batterie pour plus de 14 jours d'enregistrement. Il s'agit du medilog®AR Holter de SCHILLER.

Le Holter medilog®AR, avec 7 brins de SCHILLER est robuste, résistant aux chocs et aux éclaboussures et facile à nettoyer. Grâce au concept de double batterie, les patients peuvent être dépistés pendant plus de 14 jours sans avoir à se rendre chez le médecin pour changer de batterie. La détection zéro seconde de la fibrillation auriculaire/flutter auriculaire basée sur une véritable analyse de l'onde P est l'un des points forts techniques de cette solution Holter.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>sku</b>	1559489
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/53/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce