

1559276 - Surflo™ - Aiguilles à ailettes avec protecteur - 23G x 19 mm - tube 90 mm - 1 x 50 pcs



Déscription

Les aiguilles à ailettes guidées surflo™ sont destinées à introduire des fluides dans le système vasculaire après une ponction veineuse (administration intraveineuse unique ou à court terme). Ils contiennent le meilleur de la technologie d'aiguille de Terumo, permettant une pénétration douce de la peau.

Pour assurer la stabilité et l'adhérence pendant la ponction veineuse, les aiguilles surflo™ sont équipées d'ailettes de verrouillage à code couleur (ISO). Grâce aux ailes légèrement inclinées (3° par rapport à la canule), moins de pression est exercée sur le vaisseau sanguin lors de la ponction. Pour favoriser un débit constant, le matériau du tuyau est flexible et sans pli.

Les ensembles de perfusion les aiguilles surflo™ Terumo avec plomb ne contiennent pas du DEPH et ne contiennent aucun composant en latex de caoutchouc naturel.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SV*S23NL09
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Tube: polychlorure de vinyle• Hub d'aile: polychlorure de vinyle• Canule: acier inoxydable• Adapteur: PMMA• Adaptor capuchon: polypropylène• Surshield protecteur: polypropylène• Hing de sécurité: ABS• Protector: polyéthylène
Stérile	Oui
Mécanisme de sécurité	Oui
sku	1559276
Sans latex	Oui
Couleur	Bleu
Dimensions	23G x 19 mm
Méthode de sterilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte