


## 1559981 - Infant Feeding Tube 10CH - 40 cm - noir - 1 x 100 pcs



### Déscription

La sonde d'alimentation pour nourrissons est utilisée pour alimenter les nouveau-nés et les nourrissons. Une sonde d'alimentation est un petit tube en plastique souple inséré dans l'estomac par le nez ou la bouche. Ces tubes sont utilisés pour introduire des aliments et des médicaments dans l'estomac jusqu'à ce que le bébé puisse manger par lui-même.

- Extrémité distale fermée avec deux yeux latéraux pour réduire le risque de blocage.
- L'extrémité comporte un luer à code couleur pour faciliter la connexion à un entonnoir ou à une seringue.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Pennine
<b>Composition</b>	PVC
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1559981
<b>Diamètre sonde</b>	Ch 10
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte